


FIRING TRAY

Der Brennträger für unbegrenzte Möglichkeiten

- ✓ **Keine schwarzen Punkte mehr auf der Keramik** Insbesondere bei Zirkon und Aluminiumoxid-Keramikarbeiten
- ✓ **Die Brennstifte sind aus Aluminiumoxid** und die zylindrische Form individuell anpassbar
- ✓ **Drei Durchmesser lieferbar** (2, 3 und 5mm)



Brennträger-Set **Art.Nr. 125.00910** **€37,76**

Bestehend aus : 1x Brennträger 45x45mm.
1x Brennträger 55x55mm
4x Aluminiumoxid-Stifte 2mm
2x Aluminiumoxid-Stifte 3mm
2x Aluminiumoxid-Stifte 5mm

Aluminiumoxid Trägerstifte 2mm		
Art.Nr.125.00922	12 Stück	€ 29,97
Aluminiumoxid Trägerstifte 3mm		
Art.Nr.125.00923	12 Stück	€ 29,97
Aluminiumoxid Trägerstifte 5mm		
Art.Nr.125.00925	12 Stück	€ 29,97

Preise sind **gültig vom 01.06.08** **30.06.08** und verstehen sich zuzügl. ges. MwSt. excl. Porto und Verpackung.
Bei Zahlung innerhalb 8 Tagen 2% Skonto, 30 Tage netto.

HAFTUNGSHINWEIS:

Die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen beruhen auf Quellen, die Wollner-Dental für zuverlässig hält. Dennoch ist die Haftung für Schäden, die aus der Heranziehung der Informationen für die eigene Kaufentscheidung des Lesers möglicherweise resultieren können, ausgeschlossen.

Herausgeber:
Wollner Dental GmbH
Gerd Wollner
Erlenstraße 36
90441 Nürnberg

www.wollner-dental.de

Tel: 0911 638031
Fax 0911 6383978
e-mail: info@wollner-dental.de

Geschäftsführer: Gerd Wollner
Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 1335 45242
Handelsregister-Nr.: 6636

Sollten Sie unseren Newsletter nicht mehr erhalten wollen, so genügt eine einfache Mail mit dem Vermerk „Newsletter abbestellen“ an info@wollner-dental.de