



NEU

Black-duett 90


Schwarz-weiß..... zum attraktiven Preis

Das extrem Harte knetbare Laborknetsilikon aus **Additionsvernetzendem Silikon** bietet eine schnelle und bruchresistente Alternative zu Gips.

- ✓ Einfach und sauber im Verhältnis 1:1 anmischbar
- ✓ Geschmeidige klebfreie Anfangskonsistenz
- ✓ Hochpräzise Abformung und exakte Detailwiedergabe
- ✓ Schrumpffrei, dadurch Lagerstabil
- ✓ Kochfest bis >200°C

Art.Nr. 020.01500
2x5kg. A+B Base und Katalysator

10kg Pack. **139,50€**



Art.Nr. 020.01519
2x1,9kg. A+B Base und Katalysator

3,8kg.Pack. **79,75€**

Preise sind **gültig vom 01.09.07 – 30.09.07** und verstehen sich zuzügl. ges. MwSt. excl. Porto und Verpackung. Bei Zahlung innerhalb 8 Tagen 2% Skonto, 30 Tage netto.

IMPRESSUM:

Herausgeber:
Wollner Dental GmbH
Gerd Wollner
Erlenstraße 36
90441 Nürnberg

www.wollner-dental.de

Tel: 0911 638031
Fax 0911 6383978
e-mail: info@wollner-dental.de

Geschäftsführer: Gerd Wollner
Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 1335 45242
Handelsregister-Nr.: 6636

HAFTUNGSHINWEIS:

Die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen beruhen auf Quellen, die Wollner-Dental für zuverlässig hält. Dennoch ist die Haftung für Schäden, die aus der Heranziehung der Informationen für die eigene Kaufentscheidung des Lesers möglicherweise resultieren können, ausgeschlossen.

Sollten Sie unseren Newsletter nicht mehr erhalten wollen, so genügt eine einfache Mail mit dem Vermerk „Newsletter abbestellen“ an info@wollner-dental.de

